



90295632

# Your Quick Guide Votre guide rapide




**BRAUN**

Silk · expert Pro

## How does it work?

Silk-expert Pro is designed to help break the cycle of hair growth. Light energy is transferred through the skin's surface and is absorbed by melanin present in the hair shaft. The absorbed light energy is converted to heat energy (below the surface of the skin), which disables the hair follicle and puts it to sleep.



## Comment fonctionne-t-il?

Silk-expert Pro est conçu pour aider à arrêter la repousse des poils. La lumière est transmise à travers la surface de la peau puis absorbée par la mélanine de la tige capillaire. La lumière ainsi absorbée est convertie en chaleur (sous la surface de la peau), ce qui neutralise le follicule pileux et le met en veille.

## Skin tone and hair color check

Refer to the chart to check whether your skin tone and hair color are suitable for IPL treatment.

## Vérifie le teint de la peau et la couleur des poils

Se reporter à la charte afin de vérifier si le traitement IPL convient à votre teint de la peau et la couleur de vos poils.

## Skin Pro 2.0 (SensoAdapt™)

Continuous and automatic adjustment of light intensity – 80x per second.

Ajustement continu et automatique de l'intensité lumineuse – 80 x par seconde.



	✓	✓	✓	✓	✓	×
	✓	✓	✓	✓	✓	×
	✓	✓	✓	✓	✓	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×



- < **GLIDING METHOD** for large areas:  
Press treatment button and hold while gliding along the leg.

## How to treat


- STAMPING METHOD** for small areas:  
Press and release the treatment button, lift off the treatment head and place it on the next adjacent spot. Repeat spot by spot.



- ^ **MÉTHODE DE GLISSEMENT** pour les zones plus larges : Appuyer sur le bouton de traitement et le maintenir lors du glissement le long de la jambe.

## Comment traiter

- MÉTHODE PAR TAPOTAGE** pour les zones plus petites : Appuyer puis relâcher le bouton de traitement, retirer la tête de traitement et la placer sur la surface adjacente. Répéter surface par surface.




## < Regimen

1. Start-up phase: once per week for the first 4 to 12 weeks
2. Maintenance: continue to your needs (e.g. every 1–2 months)

## Routine

1. Phase de départ : une fois par semaine pour les 4 à 12 premières semaines
2. Entretien : continuer selon vos besoins (p. ex. tous les 1 à 2 mois)





## < Prepare

Remove visible hairs, clean and dry the area you want to treat. Perform a patch test and wait 24 hours before the first full treatment.

## Préparer


Éliminer les poils visibles, nettoyer et sécher la zone que vous souhaitez traiter. Effectuer un test sur une surface restreinte et attendre 24 heures avant le premier traitement complet.

## Start

Connect the device to an electric outlet. Press any button to activate the device.

## Commencer

Brancher l'appareil à une prise électrique. Appuyer sur n'importe quel bouton afin d'activer l'appareil.



## < How to flash

1. White LEDs: valid skin tone is detected
2. No light: no skin contact
3. Red LED: invalid skin tone / no full contact

## Comment utiliser le clignotement

1. Lumières à DEL blanches : bon teint de la peau détecté
2. Aucune lumière : aucun contact avec la peau
3. Lumière à DEL rouge : mauvais teint de la peau / contact partiel



## SensoAdapt™ SKIN SENSOR

Continuously & automatically  
reads your skin tone and  
adapts the energy for safe and  
effective use

### DÉTECTEUR DE PEAU SensoAdapt™

Analyse continuellement et  
automatiquement le teint de  
votre peau et adapte l'énergie  
pour une utilisation sécuritaire  
et efficace

### TREATMENT BUTTON

Hold for fast gliding  
treatment or press & release  
for precise treatment

### BOUTON DE TRAITEMENT


Maintenir pour un traitement  
au glissement rapide  
ou appuyer et relâcher  
pour un traitement précis

### PRECISION HEAD\*

For smaller & sensitive areas

### TÊTE À HAUTE PRÉCISION\*

Pour les zones plus petites et  
sensibles



### 10 AUTOMATIC ENERGY SETTINGS

For best efficiency

### 10 RÉGLAGES AUTOMATIQUES DE L'ÉNERGIE

Pour la meilleure efficacité

### SENSITIVE & EXTRA SENSITIVE MODE

For first-time users and sensitive  
areas

### MODE SENSIBLE ET TRÈS SENSIBLE

Pour les débutants et  
les zones sensibles

More details on:

Plus de détails en visitant le :

Braun.com





**PRECAUTIONS:** DO NOT USE the device on any area where you may want hair to grow back. Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals.

**WARNINGS:** DO NOT use if you have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking a medication that causes photosensitivity. Always check the instructions that come with your medical products to see if photosensitivity is listed as a side effect. Using the device on photosensitive skin could result in skin damage including blisters and swelling.

**RISKS OF USING THE SILK-EXPERT PRO:** The side effects reported in the clinical trial were: Itchiness, Slight Redness, Mild Stinging Sensation, In-growing Hair, Follicle Redness. In all cases, the treated skin returned to normal within 7 days.

**CONTRAINDICATIONS:** DO NOT use the device if you have very dark skin. DO NOT use the device if your skin has been artificially or naturally tanned or is burned from sun overexposure. DO NOT expose treated areas to the sun. Wait at least 7 days after treatment before exposing treated skin to direct sunlight. DO NOT use the device directly on the nipples, genitals or around the anus. DO NOT use the device if you have a history of skin cancer or pre-cancerous lesions. DO NOT use if you are pregnant, lactating. DO NOT use on dark brown or black spots such as birthmarks, moles or warts. DO NOT use if you have any skin condition in the treatment area, including psoriasis, vitiligo, eczema, acne, herpes simplex or active infections or wounds. DO NOT use if you are under the age of 18. DO NOT use on tattoo or permanent make-up in the treatment area. DO NOT use on beard/facial hair for men.

**WARNINGS:** The Silk-expert Pro is an electrical device that emits intense pulses of light. DO NOT look directly into the treatment window.

**PRÉCAUTIONS :** NE PAS UTILISER l'appareil sur les surfaces où vous voudriez que les poils repoussent. L'épilation au laser ou à la lumière pulsée intense peut entraîner des repousses accélérées chez certaines personnes.

**MISE EN GARDE :** NE PAS utiliser l'appareil si vous souffrez d'une sensibilité à la lumière solaire (telle la photosensibilité) si vous prenez des médicaments qui causent la photosensibilité. Lisez toujours les instructions qui accompagnent les produits médicaux pour vérifier si la photosensibilité en serait un effet secondaire. Le fait d'utiliser un appareil sur une peau photosensible peut endommager cette dernière et causer des cloques ou de l'enflure.

**LES RISQUES DE L'UTILISATION DE L'APPAREIL SILK-EXPERT PRO :** Les effets secondaires signalés lors de l'essai clinique sont : des démangeaisons, de faibles rougeurs, de légères sensations de pincement, des poils incarnés, de la rougeur sur les follicules. Dans tous les cas, la peau traitée est revenue à la normale dans les 7 jours.

**CONTRE-INDICATIONS :** NE PAS utiliser l'appareil si votre peau est très foncée. NE PAS utiliser l'appareil si votre peau a été bronzée de façon artificielle ou naturelle, ou si vous souffrez d'une surexposition au soleil. NE PAS exposer au soleil les surfaces traitées. Attendez au moins 7 jours après le traitement avant d'exposer la peau traitée au soleil. NE PAS utiliser l'appareil sur les mamelons, les parties génitales ou autour de l'anus. NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou de lésions précancéreuses. NE PAS utiliser si vous êtes enceinte ou en lactation. NE PAS utiliser l'appareil sur des taches brun foncé ou noires tels les taches de naissance, les grains de beauté ou les verrues. NE PAS utiliser l'appareil si vous souffrez de problèmes cutanés dans la surface traitée tels le psoriasis, le vitiligo, l'eczéma, l'acné, l'herpès ou toute blessure ou infection active. NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes âgé de moins de 18 ans. NE PAS utiliser l'appareil sur les tatouages ou le maquillage permanent. NE PAS utiliser l'appareil sur la barbe/les poils du visage des hommes.

**MISE EN GARDE :** Le Silk-expert Pro est un appareil électrique qui émet d'intenses pulsations de lumières. NE PAS regarder directement à l'intérieur de la fente d'émission.

The Quick Guide does not substitute the user manual. Read the full manual before the first use of the device.  
Le Guide rapide ne remplace pas le manuel de l'utilisateur. Veuillez lire entièrement le manuel avant la première utilisation de l'appareil.